



Myr

Crioconsola EC 350 - 2
Para congelación de bloques de parafina



Devoted to Histology

Crioconsola EC 350-2

Con un diseño adaptado al conjunto del instrumento, la crioconsola EC 350-2 puede posicionarse tanto a la derecha como a la izquierda de la consola de dispensación, en función del método de trabajo que prefiera el laboratorio.

Amplia superficie de enfriamiento

La crioconsola EC 350-2 dispone de una amplia superficie de enfriamiento con capacidad para más de 60 casetes/ moldes. La potencia de refrigeración alcanza los -15 °C y distribuye la temperatura de forma homogénea sobre toda la superficie. La placa fría puede funcionar conectándola a la unidad dispensadora o de forma independiente.



Crioconsola EC 350-2

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Consola	620 x 340 x 405 mm		
Placa fría	375 x 307 mm		
Peso	24,4 kg		
Capacidad	hasta 60 casetes		
Alimentación eléctrica	versión 1	versión 2	versión 3
Voltaje	100 V	110 - 120 V	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz		
Consumo	2,4 A	3,0 A	1,2 A

Regulación de la temperatura

Platina de refrigeración de 0 a -1 °C

Opciones

Pinzas con calefacción eléctrica rojo (1 mm) | amarillo (2 mm) | azul (4 mm)



Casa Álvarez

MADRID: T. 91 548 10 16
atencionalcliente@casaalvarez.com
BARCELONA: T. 93 433 44 00
cabarna@casaalvarez.com
GRANADA: T. 679 59 69 12
ca.granada@casaalvarez.com
VALENCIA: T. 634 95 20 79
ca.valencia@casaalvarez.com
SEVILLA: T. 683 14 40 56
ca.sevilla@casaalvarez.com

www.casaalvarez.com

Especialidades Médicas Myr S.L.

c/Vidriers, 19-21, Pol. Ind. La Cometa
43700 El Vendrell
España

Tel. +34 977 66 80 20
Fax +34 977 66 80 30
Mail: esp.medicas@myr.com.es

www.myr.com.es